



CRM COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 04.679.119/0001-93 - Insc. Est.: 20.089.689-0 - CNAE: 46.45-1/01

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROPOSTA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2020
DATA E HORA: 29/10/2020 ÀS 09:00 HORAS

OBJETO: Contratação de empresa para prestar fornecimento de material médico e insumos destinados ao Postos de Saúde do Município de Princesa Isabel no enfrentamento ao COVID-19.

PROPONENTE: CRM COMERCIAL LTDA. CNPJ: 04.679.119/0001-93

Prezados Senhores,
Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Álcool Etilico em Gel, 70 INPM, 500g	Jalles/ Allgel	Frasco	3000	6,97	20.910,00
V. Unit	seis reais e noventa e sete centavos					
V. total	vinte mil, novecentos e dez reais					
2	Álcool Etilico em Líquido, 70 INPM, 1 litro	Vic Pharma	Frasco	3000	5,35	16.050,00
V. Unit	cinco reais e trinta e cinco centavos					
V. total	dezesseis mil e cinquenta reais					
3	Luva de procedimento não cirúrgico, tam. P, látex natural, com pó biodegradável, com 100und	Kevenoll/ Nuggard	Caixa	200	60,00	12.000,00
V. Unit	sessenta reais					
V. total	doze mil reais					
4	Luva de procedimento não cirúrgico, tam. M, látex natural, com pó biodegradável, com 100und	Kevenoll/ Nuggard	Caixa	200	60,00	12.000,00
V. Unit	sessenta reais					
V. total	doze mil reais					
5	Luva de procedimento não cirúrgico, tam. G, látex natural, com pó biodegradável, com 100und	Kevenoll/ Nuggard	Caixa	100	60,00	6.000,00
V. Unit	sessenta reais					
V. total	seis mil reais					
6	Máscara cirúrgica tripla, descartável com elástico, cx com 50und	Fava	Caixa	3000	27,68	83.040,00
V. Unit	vinte e sete reais e sessenta e oito centavos					
V. total	oitenta e três mil e quarenta reais					
7	Máscara descartável N95	KSN	Und	3000	5,15	15.450,00
V. Unit	cinco reais e quinze centavos					

RUA GAL. GUSTAVO CORDEIRO DE FARIAS, 459 - PETRÓPOLIS - CEP 59.012-570 - NATAL/RN

E-MAIL: crmlicitacoes01@gmail.com | crmlicitacoes@yahoo.com.br

crmcomercial.financeiro@hotmail.com - TEL.: (84) 3211-7625 - FAX: 3201-9163



CRM COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 04.679.119/0001-93 - Insc. Est.: 20.089.689-0 - CNAE: 46.45-1/01

V. total	quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais						
8	Avental Descartável em TNT, 40gr, manga longa	SS Plus	Und	8500	10,62	90.270,00	
V. Unit	dez reais e sessenta e dois centavos						
V. total	noventa mil, duzentos e setenta reais						
9	Kit com testes rápidos para realização de exames do COVID-19 IGG/IGM	Lepu/Leccurate	Und	3000	30,77	92.310,00	
V. Unit	trinta reais e setenta e sete centavos						
V. total	noventa e dois mil, trezentos e dez reais						
Total da proposta.....						348.030,00	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 348.030,00 (Trezentos e quarenta e oito mil, trinta reais)

Nos preços acima estão incluídos todos os insumos que o compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do material desta Licitação.

Declaramos que os produtos ofertados tem garantia mínima de 12 meses ou conforme estipulado na especificação dos itens cotados.

Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco do Brasil, nº 48.113-0, agência 0022-1.

Informamos ainda que Renilson Nery de Moura, casado, portador do CPF nº 421.327.974-04 e RG nº 719.864 - SSP/RN, residente à Rua Retiroândia, 4012, Potengi, Natal/RN, sócio gerente da empresa é a pessoa que ficará encarregada da assinatura do Contrato.

Informamos que estamos de acordo com todas as normas do edital e seus anexos.

PRAZO DE ENTREGA: 03 (TRÊS) DIAS.

VALIDADE DA PROPOSTA - 60 (SESSENTA) DIAS.

PAGAMENTO - 30 DIAS.

Atenciosamente,

Natal (RN), 29 de outubro de 2020.

CRM COMERCIAL LTDA

R/N
Renilson Nery de Moura
RENILSON NERY DE MOURA

CPF (MF): 421.327.974-04 - RG Nº 719.864 - SSP/RN

SÓCIO GERENTE

Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	JALLES MACHADO S/A		
Número do CNPJ da Empresa	02.635.522/0001-95	Autorização	2034758
Produto	ALLGEL ANTI-SÉPTICO PARA AS MÃOS - ÁLCOOL EM GEL		
Categoria	GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2		
Processo	25351.112740/2010-18		
Publicação do Registro	03/05/2010		
Vencimento do Registro	03/05/2025		
Situação do Produto	ATIVO		

Nº	Apresentação	Registro	Tonalidade
Q 1	FRASCO PET - Primária CAIXA DE PAPELÃO - Secundária	234750002.001- 5	Não se aplica para essa categoria

Petições

Expediente	Data da Publicação	Transação	Assunto	Situação
Q 138875/10-5		4018152010	289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado	Anuído
Q 0726914/12-5		6866672012	239 - REG. COSMÉTICOS - Inclusão de Acondicionamento para Produto Registrado	Não anuído
Q 0726927/12-7		7313712012	289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado	Distribuído para a área responsável
Q 0726935/12-8	25/03/2013	5759652012	230 - REG. COSMÉTICOS - Modificação de Fórmula de Produto Registrado - Nacional	Publicado deferimento
Q 2387671/16-8	11/06/2018	26001072016	289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado	Publicado indeferimento

Q 0747967/20- 2		2124412020	289 - REG. COSMÉTICOS - Alteração de Rotulagem de Produto Registrado	Em exigência
Q 1470717/20- 4		3798432020	258 - REG. COSMÉTICOS - Recurso Administrativo de Registro	Publicado aresto - recurso extinto



Consultas / Saneantes - Produtos / Saneantes - Produtos

Detalhe do Produto: ÁLCOOL 70 VIC PHARMA

Nome da Empresa	VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
CNPJ	39.032.974/0001-92	Autorização	3.02.648-8
Nome Comercial	ÁLCOOL 70 VIC PHARMA		
Classe Terapêutica	DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS		
Registro	326488033		
Processo	25351.564678/2019-85		
Vencimento do Registro	11/2024		11/2024

Rótulo

Visualizar 1º rótulo

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE + CAIXA DE PAPELÃO	LIQUIDO	1	24/11/2019
Validade	24 meses	Registro	3264880330010
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - FRASCO DE PLASTICO TRANSPARENTE Secundária - CAIXA DE PAPELÃO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TAQUARITINGA - BRASIL Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]		

Restrição de uso	[sem dados cadastrados]
Destinação	[sem dados cadastrados]
Restrito a hospitais	Não Informado
Tarja	[sem dados cadastrados]
Medicamento de referência	Não
Apresentação fracionada	Não

Apresentação <input type="checkbox"/> ATIVA	Forma Farmacêutica	Nº Apres.	Data de Publicação
GALAO PLASTICO + CAIXA DE PAPELAO	LIQUIDO	2	24/11/2019
Validade	24 meses	Registro	3264880330029
Princípio Ativo			
Embalagem	<ul style="list-style-type: none"> Primária - GALAO PLASTICO Secundária - CAIXA DE PAPELAO 		
Local de Fabricação	Fabricantes Nacionais <ul style="list-style-type: none"> VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - TAQUARITINGA - BRASIL Fabricantes Internacionais [sem dados cadastrados]		
Via de Administração	[sem dados cadastrados]		
IFA único	Não		
Conservação	INDICADO NO TEXTO DE ROTULAGEM		
Restrição de prescrição	[sem dados cadastrados]		
Restrição de uso	[sem dados cadastrados]		
Destinação	[sem dados cadastrados]		
Restrito a hospitais	Não Informado		
Tarja	[sem dados cadastrados]		
Medicamento de referência	Não		

Apresentação fracionada	Não
<input type="button" value="Voltar"/>	

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA.		
CNPJ	03.033.589/0001-12	Autorização	8.02.734-5
Produto	LUVA PARA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL MARCA NUGARD		

Modelo Produto Médico

G

M

PP

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Luvas Descartaveis
Registro	80273450001
Processo	25351.472297/2006-56
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: KEVENOLL S.A - URUGUAI
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

06

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	METALURGICA FAVA IND. E COM. LTDA.		
CNPJ	47.388.533/0001-56	Autorização	1.03.176-9
Produto	MASCARA CIRURGICA		

Modelo Produto Médico

Máscara com elástico/Máscara de tiras

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Mascaras
Registro	10317690011
Processo	25351.195654/2002-23
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: METALURGICA FAVA IND. E COM. LTDA. - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	KSN PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI		
CNPJ	68.176.544/0001-42	Autorização	8.04.259-8
Produto	Máscara Hospitalar PFF2 S		

Modelo Produto Médico

10.02 MH

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	PEÇA FACIAL FILTRANTE
Registro	80425989001
Processo	25351.332364/2015-96
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: KSN PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar

08

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		
CNPJ	03.075.426/0001-00	Autorização	8.01.560-7
Produto	AVENTAL DESCARTÁVEL SSPLUS		

Modelo Produto Médico

Avental descartável, comprimento de 100 a 160 cm, largura de 110 a 150 cm, manga longa com punho lastex ou malha ou manga curta ou sem manga, ajustável com tiras, cores variadas sendo: gramaturas de 20 a 80 g/m² acondicionados em embalagens plásticas de polietileno contendo 1un, 5un, 10un, 15un, 20un, 25un, 30un, 50un ou 100un.

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
Nenhum Arquivo Encontrado(a)		

Nome Técnico	Vestimenta Hospitalar
Registro	80156070020
Processo	25351.635977/2020-45
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: BIODONT INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - BRASIL
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

Exportar para Excel

Exportar para PDF

Voltar



Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	QUANTUM - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		
CNPJ	10.617.046/0001-08	Autorização	8.06.384-1
Produto	Leccurate - SARS-CoV-2 Antibody Test (colloidal gold immunochromatography)		

Apresentação/Modelo

20 testes

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	INSTRUCAO-DE-USO - 1 de 1.PDF	1177403/20-7 - 08/05/2020 - 08:04

Nome Técnico	CORONAVÍRUS
Registro	80638410090
Processo	25351.307329/2020-00
Fabricante Legal	<ul style="list-style-type: none">FABRICANTE: LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - Classe III: produtos de alto risco ao indivíduo e ou médio risco à saúde pública
Vencimento do Registro	11/05/2030

**TESTE PARA ANTICORPOS
DE SARS-COV-2**

(IMUNOCROMATOGRAFIA COM OURO COLOIDAL)




A

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

Necessidade Global

O coronavírus, uma grande família de vírus, é um vírus de RNA individual positivo encadeado com um envelope. O vírus é a causa conhecida de doenças graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS, na sigla em inglês) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês). O novo vírus, agora conhecido como SARS-CoV-2, foi descoberto em casos de pneumonia viral em Wuhan em 2019 e foi denominado oficialmente pela Organização Mundial da Saúde em 12 de janeiro de 2020.

A proteína central do SARS-CoV-2 é a proteína N (nucleocapsídeo), que é um componente proteico localizado dentro do vírus. Ela é relativamente conservada entre os -coronavírus e é frequentemente usada como uma ferramenta para o diagnóstico de coronavírus. O ACE2, um dos principais receptores para o SARS-CoV-2 entrar nas células, é altamente significativa para a pesquisa do mecanismo de infecção viral.



[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]

Uso pretendido

O produto é destinado à detecção qualitativa do teor de anticorpos contra SARS-CoV-2 em amostras clínicas (soro/plasma/sangue total).



APRESENTAÇÃO

Um teste por embalagem para uma pessoa, 20 testes por kit.

Handwritten signatures and a number '2' in blue ink.

Handwritten letter 'd' in blue ink.

Princípio da medição

O produto é baseado no princípio da reação antígeno-anticorpo e técnica de imunoensaio. O dispositivo de teste contém proteína recombinante SARS-CoV-2 marcada com ouro coloidal, anticorpo IgG de camundongo anti-humano imobilizado na área de teste G, anticorpo IgM humano anti-camundongo imobilizado na área de teste M e o anticorpo correspondente na área de controle de qualidade (C). Durante o teste, quando o nível de anticorpo SARS-CoV-2 IgM na amostra está igual ou acima do limite de detecção do teste, o anticorpo SARS-CoV-2 IgM na amostra se liga ao ouro coloidal marcado com proteína recombinante SARS-CoV-2 pré-revestida em uma almofada de marcação dourada. Os conjugados migram para cima através do efeito capilar e são capturados pelo anticorpo IgM humano

anti-camundongo imobilizado posteriormente na área de teste M e isso produz uma faixa vermelho-púrpura na área de teste M.

Quando o nível de anticorpo SARS-CoV-2 IgG na amostra está igual ou acima do limite de detecção do teste, o anticorpo SARS-CoV-2 IgG na amostra se liga ao ouro coloidal marcado com proteína recombinante SARS-CoV-2 pré-revestida em uma almofada de marcação dourada. Os conjugados migram para cima através do efeito capilar e são capturados pelo anticorpo IgG humano anti-camundongo imobilizado posteriormente na área de teste G e isso produz uma faixa vermelho-púrpura na área de teste G. Caso seja uma amostra negativa, não surgirá uma faixa vermelho-púrpura nas áreas de teste M e G.

Independentemente da presença ou ausência do anticorpo para SARS-CoV-2 na amostra, uma faixa vermelho-púrpura aparecerá na área de controle de qualidade (C). A faixa vermelho-púrpura na área de controle de qualidade (C) é um critério para julgar se há amostra suficiente e se o processo de cromatografia está normal. Ela também serve como padrão de controle interno para reagentes.


Status regulatório



- Produto certificado por diversos órgãos;
- Fabricante de prestígio nacional e internacional no desenvolvimento de variados fármacos chaves nos mais diversos processos de tratamentos;
- Estudos da Beijing Lepu Medical apontam, para mais de 10 dias de infecção, os seguintes resultados de Sensibilidade e Especificidade:

Sensibilidade	100%
Especificidade	100%


Declaração FDA



[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and a signature.]

[Handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials.]


Estudos clínicos




95,3%

CONSISTÊNCIA DE DETECÇÃO na comparação com o teste de RT-PCR do ácido nucleico do vírus.


Com mais estudos e desenvolvimento de P&D, a sensibilidade deve aumentar.



ESPECIFICIDADE



SENSIBILIDADE



TOTAL CONSISTENTE

IgM/IgG	CASOS CLÍNICOS		TOTAL
	CONFIRMADOS	EXCLUÍDOS	
POSITIVO	259	3	262
NEGATIVO	27	355	382
TOTAL	286	358	644




PROGRAMA DE AVALIAÇÃO DE KITS PARA CORONAVÍRUS

[Handwritten signatures and marks in blue ink]



**PROGRAMA DE
AVALIAÇÃO DE KITS
PARA CORONAVÍRUS**

Entidades do setor
laboratorial unidas
no programa de
avaliação dos kits
diagnóstico para
Covid-19:



Instituições que
compartilham os
dados gerados pelas
avaliações em estudo
internacional:

Caso queira conhecer mais sobre a iniciativa, as entidades e instituições, acesse o link:
testecovid19.org/sobre/

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Procedimento de teste

Coloque o kit em uma plataforma limpa:



- **Amostra de soro ou plasma:** Adicione 10 μL de amostra de soro ou plasma ao poço A e, em seguida, adicione duas gotas (cerca de 80 μL) da diluição da amostra ao poço B e comece a controlar o tempo.

- **Amostra de sangue total:** Adicione 20 μL de amostra de sangue total ao poço de amostra A e, em seguida, adicione duas gotas (cerca de 80 μL) da diluição da amostra ao poço de amostra B e comece a controlar o tempo.

REQUISITOS DA AMOSTRA

O sangue deve ser coletado por uma equipe médica profissional e recomenda-se a detecção prioritariamente em soro/plasma e, em condições de emergência ou condições especiais, o sangue total dos pacientes pode ser usado para testes rápidos. Após a coleta das amostras, elas devem ser testadas imediatamente. É proibida a colocação prolongada da amostra em temperatura ambiente. Amostras de sangue total, que não possam ser testadas a tempo, podem ser preservadas por 24 horas entre 2 e 8°C. As amostras de soro/plasma podem ser preservadas por 3 dias sob temperatura entre 2 e 8°C e, por um longo período de armazenamento, devem ser armazenadas abaixo de -20°C, evitando repetidos ciclos de congelamento e descongelamento.


Antes do teste, a amostra deve ser restaurada à temperatura ambiente, pronta para aplicação somente após a homogeneidade. A amostra deve retornar à temperatura ambiente antes do teste e deve ser usada após a mistura. Não use amostras com hemólise grave, lipídios graves e icterícia.

d

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Procedimento de teste

Aguarde a faixa fúcsia aparecer. Os resultados do teste devem ser lidos dentro de **15 minutos**.
Não leia os resultados após 20 minutos.



Handwritten blue ink scribbles and signatures.

Handwritten blue ink mark.


Interpretação dos resultados

C - LINHA DE CONTROLE

G - LINHA DE DETEÇÃO DE IgG

M - LINHA DE DETEÇÃO DE IgM

RESULTADOS VÁLIDOS



IgM/IgG
POSITIVO

IgG
POSITIVO

IgM
POSITIVO

NEGATIVO

d

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]


Interpretação dos resultados

C - LINHA DE CONTROLE


G - LINHA DE DETECÇÃO DE IgG

M - LINHA DE DETECÇÃO DE IgM


RESULTADOS INVÁLIDOS




INVÁLIDO



INVÁLIDO



INVÁLIDO



INVÁLIDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Manual de
instruções completo
a seguir**



[Handwritten notes in blue ink, including a large 'X' and the number '2']